

## DL-高胱氨酸说明书

中文名称：DL-高胱氨酸

英文名称：DL-Homocystine; meso-4,4' -Dithio-bis(2-aminobutanoic acid)

其他名称：DL-4,4' -二硫双(2-氨基丁酸)；DL-类胱氨酸；DL-同型胱氨酸；类硫氨酸；DL-4,4'-二硫二(2-氨基丁酸)

CAS 号：870-93-9

C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>S<sub>2</sub>=268.35



级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$ (T)

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色结晶或粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT