

D-苯甘氨酸说明书

中文名称：D-苯甘氨酸

英文名称：D-Phenylglycinol;

其他名称：R-苯甘氨酸；右旋苯甘氨酸；2-苯甘氨酸；(R)-(-)-2-苯氨基乙醇；(R)-(-)-2-苯基甘氨酸；(R)-2-苯基甘氨酸；(-)-2-苯基-2-氨基乙醇

CAS 号：56613-80-0

$C_8H_{11}NO=137.20$

级别：BR

含量：≥98.0%

熔点：76～79℃

比旋光度：25.5±1°（C=6%，甲醇）

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色结晶粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT