

D-苯丙氨醇说明书

中文名称：D-苯丙氨醇

英文名称：D-Phenylalaninol;

其他名称：D(+)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇

CAS 号：5267-64-1

C₉H₁₃NO=151.21

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度： $+23 \pm 2^\circ$ (c= 5 in EtOH)

性状(以下信息仅供参考)： 白色或类白色结晶粉末

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT