

## DL-硒代蛋氨酸说明书

中文名称：DL-硒代蛋氨酸

英文名称：Selenomethionine;

其他名称：甲硒丁氨酸；硒代蛋氨酸；DL-硒代甲硫氨酸；硒基-DL-甲硫氨酸

CAS 号：1464-42-2

$C_5H_{11}NO_2Se=196.11$

级别：BR

**纯度:**  $\geq 98.0\%$ (HPLC)

**性状(以下信息仅供参考):** 白色或类白色粉末或透明六方形片状结晶, 溶于水和甲醇。盐酸溶解度: 50mg/ml in 0.5M HCL

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。

**保存:**  $-20^{\circ}\text{C}$ , 保质期 3 年