

D-赖氨酸说明书

中文名称：D-赖氨酸

英文名称：D-Lysine; (R)-2,6-Diaminocaproic acid

CAS 号：923-27-3

$C_6H_{14}N_2O_2=146.19$

级别：BR

含量： $\geq 96.0\%$



光学活性： $-15 \pm 2^\circ$ (c=1% in H₂O)

性状(以下信息仅供参考)： 白色或类白色粉末。熔点： 218℃

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT