

D-精氨酸说明书

中文名称：D-精氨酸

英文名称：D-Arginine;

其他名称：D-2-氨基-5-胍基戊酸

CAS 号：157-06-2

级别：BR

$C_6H_{14}N_4O_2=174.2$

含量： $\geq 99.0\%$

比旋光度： $-26.5 \sim -27.9^\circ$ (C=8 in 6N HCl)

氯化物： $\leq 0.1\%$

重金属(以 Pb 计)： $\leq 10\text{ppm}$

砷盐： $\leq 2\text{ppm}$

干燥失重： $\leq 0.50\%$

灼烧残渣： $\leq 0.20\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末。熔点： $221 \sim 224^\circ \text{C}$ 。溶



于水

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT