

D-脯氨酸说明书

中文名称：D-脯氨酸

英文名称：D-Prolinol;

其他名称：(R)-(-)-2-吡咯烷甲醇；D-羟甲基吡咯烷

CAS 号：68832-13-3

$C_5H_{11}NO=101.10$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

熔点： $74\sim 76^{\circ}\text{C}$

比旋光度： $-31\pm 2^{\circ}$ (C=1 in Toluene)

性状(以下信息仅供参考)： 白色至淡黄色液体。密度： 1.025 ； 沸
点： 75°C 。折射率： 1.483~1.486

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT