

## Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸说明书

中文名称：Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸

英文名称：FMOC-S-trityl-L-cysteine;

其他名称：苄甲氧羰基-S-三苯甲基-L-半胱氨酸；FMOC-S-Trityl-L-半胱氨酸；苄甲氧羰酰基半胱氨酸巯基三苯甲基；苄甲氧羰酰基巯基三苯甲基-L-半胱氨酸；N-FMOC-S-三苯甲基-L-半胱氨酸

CAS 号：103213-32-7

C37H31NO4S=585.71

级别：BR

含量：≥98%

比旋光度： $27 \pm 2^\circ$  (c =1 in DMF)

性状(以下信息仅供参考)：白色至类白色粉末，熔点 170~177℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：2~8℃