

Fmoc-L-羟脯氨酸说明书

中文名称：Fmoc-L-羟脯氨酸

英文名称：Fmoc-L-4-Hydroxyproline； Fmoc-Hyp-OH

其他名称：N-苄氧羰基-L-羟脯氨酸； FMOC-L-4-羟基脯氨酸； N-FMOC-顺式-4-羟基-D-脯氨酸； (2S,4R)-1-苄氧羰基-4-羟基吡咯烷-2-羧酸

CAS 号：88050-17-3

C₂₀H₁₉N₅O₅=353.37

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

熔点： $189\sim 193^{\circ}\text{C}$

比旋光度： $-19.3\sim -20.3^{\circ}$ ($C=1, \text{DMF}$)

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色结晶粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： $2\sim 8^{\circ}\text{C}$