

L-甘-白二肽说明书

中文名称：L-甘-白二肽

英文名称：Gly-Leu；Glycyl-L-leucine

其他名称：甘氨酸-L-亮氨酸；甘氨酸-L-白氨酸；甘氨酸-L-亮氨酸；甘氨酸-L-亮氨酸；N-甘氨酸-L-白氨酸；甘氨酸-L-亮氨酸

CAS 号：869-19-2

$C_8H_{16}N_2O_3=188.22$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度： $-36 \pm 1^\circ$

PH：5.0~6.5

鉴别：合格

铁盐： $\leq 10\text{ppm}$

重金属： $\leq 10\text{ppm}$

砷盐： $\leq 1\text{ppm}$



性状(以下信息仅供参考): 白色结晶粉末或片状结晶。易溶于水，不溶于乙醇。加热到 246℃即成黄色。熔点：256℃(分解)

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT