

L-苯甘氨酸说明书

中文名称：L-苯甘氨酸

英文名称：L-Phenylglycine;

其他名称：右旋苯甘氨酸；L-氨基苯基乙酸；L-(+)- α -苯甘氨酸；
L-(+)- α -氨基苯乙酸；L-(+)- α -苯基甘氨酸；L-2-苯基甘氨酸

CAS 号：2935-35-5

C₈H₉NO₂=151.16

级别：BR

含量： $\geq 99.0\%$

比旋光度： 157° (c=2, 2N HCl)

吸收度： ≤ 0.03

铁离子： $\leq 0.002\%$

水分： $\leq 0.20\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色结晶性粉末。熔点： ~ 300
 $^\circ\text{C}$

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存：RT