

L-苯丙氨醇说明书

中文名称：L-苯丙氨醇

英文名称：L-Phenylalaninol;

其他名称：(S)-2-苯丙氨醇；L-2-氨基-3-苯基-1-丙醇；L-苯基氨基丙醇；L-苯基丙胺醇

CAS 号：3182-95-4

C₉H₁₃NO=151.21

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

熔点：90~94℃

比旋光度： $-23 \pm 2^\circ$ (c= 5 in EtOH)

性状(以下信息仅供参考)：白色或微黄色固体

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT