

L-高精氨酸盐酸盐说明书

中文名称：L-高精氨酸盐酸盐

英文名称：L-Homoarginine hydrochloride;

CAS 号：1483-01-8

$C_7H_{16}N_4O_2 \cdot HCl = 224.69$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度: $+19 \pm 1^\circ$

溶液澄清度: 澄清无色

干燥失重: $\leq 1.0\%$

硫酸盐: $\leq 0.02\%$

铵盐: $\leq 0.02\%$

铁盐: $\leq 10\text{ppm}$

砷盐: $\leq 1\text{ ppm}$

重金属: $\leq 10\text{ ppm}$

其他氨基酸： 未检出

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末。溶于水。熔点 213~215
°C

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碱性
磷酸酯酶抑制剂

保存： RT