

## L-高苯丙氨酸说明书

中文名称：L-高苯丙氨酸

英文名称：L-Homophenylalanine; (S)-2-Amino-4-phenylbutyric acid;  
(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid

其他名称：S-苯基丁氨酸；L-2-氨基-4-苯基丁酸；(S)-2-氨基-4-苯基  
丁酸；L-4-苯基-2-氨基丁酸；(+)-2-氨基-4-苯基丁酸；L-同苯基丙氨  
酸

CAS 号：943-73-7

C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>=179.22

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

灼烧残渣： $\leq 0.1\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶粉末。熔点 $\geq 300^{\circ}\text{C}$

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT