

L-精氨酸 L-天冬氨酸盐说明书

中文名称：L-精氨酸 L-天冬氨酸盐

英文名称：L-Arginine L-aspartate salt;

其他名称：L-精氨酸 L-天门冬氨酸；L-精氨酸-L-天冬氨酸；L-精氨酸
L-门冬氨酸盐；精氨酸门冬氨酸；精氨酸天冬氨酸盐

CAS 号：7675-83-4

$C_4H_7NO_4 \cdot C_6H_{14}N_4O_2 = 307.30$



级别：BR

含量：≥98.0%

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶性粉末。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：2~8℃