

## L-精氨酸 L-谷氨酸盐说明书

中文名称：L-精氨酸 L-谷氨酸盐

英文名称：L-Arginine L-glutamate salt;

其他名称：L-精氨酸-L-谷氨酸盐；精氨酸谷氨酸；L-谷氨酸 L-精氨酸  
盐

CAS 号：4320-30-3

C<sub>11</sub>H<sub>23</sub>N<sub>5</sub>O<sub>6</sub>=321.33

级别：BR

含量：≥98.0%

比旋光度：+28~+30° (C=8, 6N HCl)

**性状(以下信息仅供参考):** 白色或近白色粉末，无臭、稍有特别的味道。易溶于水，盐酸和氢氧化钠溶液，微溶于乙醇，不溶于丙酮，乙醚等

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存:** -20℃