

## L-脯氨酸说明书

中文名称：L-脯氨酸

英文名称：L-Prolinol;

其他名称：L-(+)-羟甲基吡咯烷；(S)-L-脯氨酸;(S)-(+)-脯氨酸

**CAS 号：**23356-96-9

C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO=101.15

级别：BR

含量：  $\geq 98.0\%$

比旋光度：  $+31 \pm 2^\circ$  (C=1 in Toluene)

相对密度： 1.025~1.041

折光率： 1.4830~1.4870

性状(以下信息仅供参考)： 白色至淡黄色液体。沸点 74~76℃，闪点 86℃

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT