

L-叔亮氨酸说明书

中文名称：L-叔亮氨酸

英文名称：L-tert-Leucine; (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid; L- α -tert-Butylglycine; L-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid

其他名称：L-2-氨基-3, 3-二甲基丁酸

CAS 号：20859-02-3

C₆H₁₃NO₂=131.17

级别：BR

含量：≥98.0%

比旋光度： $+7 \pm 1^\circ$ (C=5% in 5M HCl)

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶粉末。熔点：≥300℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT，避光