

L-乳酸说明书

中文名称：L-乳酸

英文名称：L-(+)-Lactic acid; (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid;
Sarcosolactic acid

其他名称：L-2-羟基丙酸; (S)-(+)-2-羟基丙酸; α -羟基丙酸; L(+)-乳
酸; α -乳酸; 肌乳酸

CAS 号：79-33-4

$C_3H_6O_3=90.08$

级别：分析标准品

含量：≥98.0%

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末或固体，溶于水

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)络合滴定分析、镁和铝，测血浆中二氧化碳结合力用，测定铜和锌

保存：2~8℃，保质期 3 年