

15ml 离心管说明书

中文名称：15ml 离心管

产品特点：

- ①由透明高分子材料聚丙烯（polypropylene, PP）制成，管内外表面光滑，壁厚一致，更耐巨大的离心力
- ②丝印清晰，刻度精度误差<2%，耐有机溶剂
- ③上盖由德国某研究所专门设计，旋转力度小，手感好，封闭性可靠
- ④热原合格，无菌包装，可耐受-80℃-120℃，可高压消毒。



用途：本品仅供科研，不得用于其他用途