

25cm² 三角斜口细胞培养瓶说明书

中文名称： 25cm² 三角斜口细胞培养瓶

英文名称： Tissue culture flask

其他名称： 50ml 细胞培养瓶

瓶颈： 角度径(黑盖)

三种瓶盖可供选择：

(1)密封盖:用于封闭培养

(2)聚酯盖:用于普通培养

(3)透气盖:有 0.22 μ m 滤膜,用于开放培养

生长面积(cm²): 25

细胞生长数 : 1000000 (按每平方厘米 MRC5 个细胞生长到 50000 个细胞计算, Corning Costar 建议每平方生长面积用 0.2~0.3ml 的培养基)

最大工作体积: 10ml

产品特点:

■ 经过细胞吸附优化处理

■ 打印批号容易追踪

■ 100%完全经过测试

■ 经过无热源认证

■ 培养使移液管与细胞药匙非常容易进入角落，较宽的底座增加了稳定性

■ 直角培养瓶在低部到斜颈间有一个斜坡使移液管与加样更加容易，大部分斜颈培养瓶都有防倾斜群边增加稳定性

性状(以下信息仅供参考): 由符合 FDA 要求的光学纯聚苯乙烯制成, 细胞生长面经过特殊的贴壁并生长,多种面积选择,多种瓶盖设计,达到您对各种实验的不同需求

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT