

3.0cm 细胞刮刀说明书

中文名称：3.0cm 细胞刮刀

英文名称：Cell culture dish

刀口长：3.0cm

柄长：25cm

用途：细胞刮刀适用于 25、75cm² 培养瓶。 Costar 细胞刮刀单个包装，无菌，可用于收集细胞，独特的刀口设计使细胞损伤降至最低，大刮刀为大培养瓶及滚瓶设计，小刮刀为小型和中型培养瓶而制，细胞铲子为培养皿及培养板设计

保存：RT