

## 35mm 玻底培养皿说明书

中文名称：35mm 玻底培养皿

英文名称：Glass Bottom Cell Culture Dish

底面积：1.26

玻底直径：Φ20mm

**产品描述：**该产品模具制造全部采用德国罗德斯加工中心、日本三菱机械制造，日本住友注塑机加工，保证了产品的一致性，减少实验误差；产品在万级无尘车间生产，采用的表面处理设备拥有多项国际专利，产品质量稳定；盖玻片选用进口玻璃制造，厚度误差小

**产品特点：**

①平整。35mm 玻底细胞培养皿采用进口盖玻片，厚度为 0.13-0.17mm。盖玻片为圆形镶嵌式设计，更加美观大方，防止脱落，便于共聚焦显微镜观察。

② 便用设计。35mm 玻底细胞培养皿采用加厚底面设计，上盖与下底宽度差大大减小，避免取用时无意揭开或拿取不稳。

③ 该产品选用高清晰度玻璃盖玻片，底部厚薄均匀（0.13-0.17mm），采用医用级无影胶水粘接而成，保证对细胞无任何伤害。圆形盖玻片使外形更加美观。

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)共聚焦显微镜用

**保存：**RT