

3MM 色谱层析滤纸说明书

中文名称：3MM 色谱层析滤纸

其他名称：3MM 滤纸；3MM 色谱纸

规格：100 张/盒；20×20cm

特点：

- 纯纤维素质，由最高质量绒制成，而不含任何添加物。确保了在杂交转移时不产生任何污染。
- 生产和测试按照专业用于层析技术的产品要求进行。确保了毛细管效应的高载量和一致性，这对于杂交时获得一种干净和平整一致的转移是非重要的。

●Whatman 3MM 层析纸被认为是杂交实验的标准程序。

性状(以下信息仅供参考): 中等厚度 (0.34mm)，流速为
130mm/30min，中等湿强

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适合
普通色谱分离和电泳，是全球最广泛使用的标准杂交用纸

保存: RT