

Amberlite XAD4 离子交换大孔吸附树脂说明书

中文名称: Amberlite XAD4 离子交换大孔吸附树脂

英文名称: Amberlite XAD4

CAS 号: 37380-42-0

级别: BR

Autoignition temp: 800 ° F

Matrix: styrene-divinylbenzene

Particle size : 20~60 mesh

Pore size: ~0.98mL/g pore volume; 40 Å mean pore size

Surface area: 725 m²/g

Density: 1.02 g/mL at 25°C (true wet); 1.08 g/mL at 25°C (skeletal)

性状(以下信息仅供参考): 白色至黄褐色玻璃粉，大孔酚醛系吸附树脂。易于吸附大分子量的水溶性有机物

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)吸附树脂用于去除蛋白、高分子量着色剂、有机杂质。

保存: RT