

BPY 肉汤说明书

中文名称：BPY 肉汤

英文名称：BPY Broth

级别：BR

成分：g/L

牛肉浸粉：5.0

蛋白胨：10.0

酵母浸粉：5.0

葡萄糖： 10.0

氯化钠： 5.0

PH: 6.9-7.1(25℃)

用法: 取本品 35 克，加蒸馏水 1000ml，加热至全部溶解，121℃灭菌 15 分钟后备用。

性状(以下信息仅供参考): 粉末。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考) 用于芽孢杆菌的培养

保存: RT