

DEAE 琼脂糖凝胶 CL-6B 说明书

中文名称：DEAE 琼脂糖凝胶 CL-6B

英文名称：DEAE Sepharose CL-6B

CAS 号：57407-08-6

级别：BR

凝胶类型：离子交换填料，弱碱型

结构成分：6%交联琼脂糖

粒 径：45-165 μ m



配基基团: diethylaminoethyl (二乙氨乙基)

总离子交换量: 0.13-0.17mmol/g 凝胶

交换载量: 2mg Thyroglobulin/ml drained medium; 170 mg HSA/ml drained medium;

150mg α -lactalbumin/ml drained medium

工作 PH 值: 3-9

操作温度: 4-40°C

性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇, 底部为胶体。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)利用



离子交换作用，应用于蛋白等生物分子的高载量纯化等

保存：2~8℃