

## DEAE 琼脂糖凝胶 FF 说明书

中文名称：DEAE 琼脂糖凝胶 FF

英文名称：DEAE Sepharose FF

CAS 号：57407-08-6

级别：BR

凝胶类型：离子交换填料，弱碱型

结构成分：6%交联琼脂糖

粒 径：45-165 $\mu$ m

配基基团: diethylaminoethyl (二乙氨乙基)

总离子交换量: 0.11-0.16mmol/g 凝胶

交换载量: 3.1mg Thyroglobulin/ml drained medium; 110 mg HSA/ml drained medium;

100mg  $\alpha$ -lactalbumin/ml drained medium;

工作 PH 值: 2-9

操作温度: 4-40℃

性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇, 底部为乳白色胶体。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用



于各种带负性电荷生物大分子的浓缩纯化等

保存：2~8℃