

GST 琼脂糖凝胶 4FF 说明书

中文名称： GST 琼脂糖凝胶 4FF

英文名称： Glutathione Sepharose 4FF

其他名称： 谷胱甘肽琼脂糖凝胶 4FF

级别： BR

配基： 谷胱甘肽

基质： 4%的交联琼脂糖凝胶

配基密度： $>40 \mu\text{m/ml}$

载量: 2.1-2.7 mg GST 融合蛋白/ml gel

介质的颗粒大小: 50-160 μm

最大流速: 200cm/h

pH 范围: 6~9

化学稳定性: 所有常用的缓冲液

性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇，底部为乳白色胶体

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)专门用于纯谷胱甘肽 S-转移酶 (GST) 融合蛋白、其他的谷胱甘肽转移酶以及与谷胱甘肽有亲和作用的亲和色谱填料，一步分离就可得到很纯的目标蛋白，纯化条件温和，可保证蛋白的活性

保存：2~8℃