

## IgG 琼脂糖凝胶 6FF 说明书

中文名称： IgG 琼脂糖凝胶 6FF

英文名称： IgG Sepharose 6 FF

级别： BR

特点： 基团脱落少，结合特异性强，载量高，寿命长

基质： 6%交联琼脂糖凝胶

配基： 人 IgG

配基浓度： 6~10mg 人 IgG/ml

**吸附载量:** 2~5mg 蛋白 A/ml

**粒径:** 45~165um

**最大流速:** 300cm/h

**PH 范围:** 3~10, 在位清洗时 PH 可到 2~11

**性状(以下信息仅供参考):** 含 20%乙醇, 底部为胶体。

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)将 IgG 偶联到琼脂糖凝胶 6B 得到的亲和色谱填料, 可以用于纯化各种可以和抗体结合的蛋白

**保存:** 2~8°C