

NHS 活化琼脂糖凝胶 4FF 说明书

中文名称：NHS 活化琼脂糖凝胶 4FF

英文名称：NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow

其他名称：NHS 活化羧基琼脂糖凝胶 4FF

级别：BR

特点：载量大，使用方便，保存时间长

基质：交联琼脂糖凝胶

配基：NHS



配基密度: 20~40 umol/ml 可偶联<15mg/ml 蛋白

平均粒径 Mean particle size: 90um

最大流速: 300cm/h

PH 范围: 3~10, 在位清洗时 PH 范围 2~11

偶联 PH: 6~10

保存状态: 100%异丙醇

性状(以下信息仅供参考): 液体, 底部为乳白色胶体

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途



保存：2~8℃