

Φ 60mm 细胞培养皿说明书

中文名称： Φ 60mm 细胞培养皿

英文名称： Tissue Culture Dishes

表面： TC

皿类型(mm)： 60

高度:15

生长面积(cm²):21

产品特点：

■ Corning 细胞培养皿用光学透明级纯聚苯乙烯制造，经处理后达最佳细胞吸附状态， γ 射线灭菌，无热源认证，所有皿均有凸出小珠方便操作并保证持续气体交换

■ 150 与 245mm 的培养皿是 35 与 60mm 皿非常号的托盘与培养架，能防止溅出与降低污染机会

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT