

苯基琼脂糖凝胶 6FF(高分辨率)说明书

中文名称： 苯基琼脂糖凝胶 6FF(高分辨率)

英文名称： Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (High sub)

级别： BR

凝胶类型： 疏水层析填料

粒 径： 24-44 μ m

工作 PH 值： 3-13



操作温度: 4-40℃

配基偶联量: 25μmol phenyl/ml 介质

性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇，底部为胶体。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适合纯化具有一定疏水性的物质，可很好配合硫酸铵沉淀后样品纯化。特别适合单抗的纯化，成本更低，配合硫酸铵沉淀效果更好

保存: 2~8℃