

丙烯葡聚糖凝胶 S-200 HR 说明书

中文名称：丙烯葡聚糖凝胶 S-200 HR

英文名称：Sephacryl S-200 High resolution

CAS 号：65546-95-4

级别：BR

球蛋白分离范围： $5 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^5$

性状(以下信息仅供参考)：含 20%乙醇，底部为胶体。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考) 分离填料，用于蛋白等物质的纯化分离



保存：2~8℃