

低熔点琼脂糖说明书

中文名称：低熔点琼脂糖

英文名称：Agarose(Low melting gel)

其他名称：琼脂糖 II

CAS 号：9012-36-6

C₁₂H₁₈O₉=306.26

级别：电泳级

凝胶强度（1%Gel）： $\geq 300\text{g/cm}^2$

熔点: 62~68℃

凝固温度 Gelling Range (1.5%): 24~28℃

Dnase 酶: 无

Rnase 酶: 无

性状(以下信息仅供参考): 白色或微黄色粉末、珠状或不规则细条状

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳后回收完整 DNA 片段的理想选择

保存: RT