

## 肝素琼脂糖凝胶 6FF 说明书

中文名称：肝素琼脂糖凝胶 6FF

英文名称：Heparin Sepharose 6FF

级别：BR

基质：6%的交联琼脂糖凝胶

配基：肝素

配基密度：5mg/ml

吸附载量：2-3mg 抗凝血因子III（AT III）/ml

亲和填料的颗粒大小：45-165  $\mu\text{m}$

最大流速：300cm/h

**pH 范围：**4-10，在位清洗时 pH 范围可到 3-13

**性状(以下信息仅供参考)：**含 20%乙醇，底部为胶体。

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)肝素是一种含硫酸酯的酸性多糖，能和抗凝血因子 III、凝血因子、蛋白合成因子、脂蛋白、干扰素、核酸结合蛋白、限制内切酶、凝血酶及类凝血酶等生物大分子结合，因此肝素琼脂糖凝胶可以用于这类物质的分离纯化

**保存：**2~8℃