

## 硅胶 HF254 说明书

中文名称： 硅胶 HF254

英文名称： Silica gel HF254

其他名称： 薄层层析硅胶 HF254

保存： : 112926-00-8

级别： TLC

PH 值(10%水悬浮液) :  $6.0 \pm 0.5$

硅酸锌锰： 合格

活度：合格

粒度范围：200 目~260 目

氯化物：<0.03%

铁：≤0.03%

**性状(以下信息仅供参考)：**白色粉末。一种含荧光指示剂的薄层色谱固定相。由硅胶细粉经酸洗、水洗、干燥后加入无机荧光指示剂,混匀、筛分而得。易吸收空气中水分。不溶于水和酸。不含硫酸钙或其他有机黏合剂。含无机荧光指示剂约 2%。在波长 254nm 紫外线照射下显绿色荧光。10%水悬浮液 pH6.0~7.5

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)薄层色谱吸附剂。分离、提纯和分析有机化合物。



保存：RT