

## 环氧琼脂糖凝胶 6B 说明书

中文名称：环氧琼脂糖凝胶 6B

英文名称：Epoxy-activated Sepharose 6B

其他名称：Epoxy 活化琼脂糖凝胶 6B

级别：BR

基质：高度交联琼脂糖凝胶

功能基团：epoxy

配基密度：20-40umoles/ml drained matrix



平均粒径：90um

最大流速：300cm/h

偶联条件：pH8-10，温度 4-45 度，时间 1-16 小时，可在水相或有机相中偶联

性状(以下信息仅供参考)：湿润的白色胶体，4-5ml/g，无需溶胀

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：-20℃