

聚酰胺说明书

中文名称：聚酰胺

英文名称：Polyamide； Polyamide resin； Nylon

其他名称：尼龙；聚酰胺树脂

CAS 号：63428-84-2 或 63428-83-1

级别：柱层析

粒度：14~30 目

pH (100g/L, 25°C) : 6.0~7.5

机械强度：合格

视比值： $\leq 0.28\text{g/mL}$

乙醇可溶物： $\leq 0.8\%$

性状(以下信息仅供参考): 一类在分子主链上含有许多重复酰氨基团(-CONH-)的聚合物的总称。俗称尼龙。具有耐磨、强韧、轻量、耐药品性、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、无臭、不霉、自熄、易染色、耐油性好的特点，可溶于强酸、甲酸和酚类，吸湿性较大

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)柱层析

保存：RT