

## 蓝色葡聚糖 2000 说明书

中文名称：蓝色葡聚糖 2000

英文名称：Dextran blue 2000

其他名称：兰色葡聚糖 2000

CAS 号：87915-38-6

级别：BR

**mol wt:** ~2000000

**性状(以下信息仅供参考):** 蓝色粉末或颗粒。系在葡聚糖 T2000(平均相对分子质量 2000000)上引入多环生色团冷冻干燥而成。易溶于

水及电介质水溶液，但要煮沸后才慢慢溶解。其溶液像其他多糖一样，贮存中易引起生物退化，要防止细菌生长

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)在凝胶过滤法中，用于各种类型葡聚糖的床空隙容积的测定和校核柱的填充。形成大分子络合物以提纯酶

**保存：** RT