

## 蓝色琼脂糖凝胶 6FF 说明书

中文名称：蓝色琼脂糖凝胶 6FF

英文名称：Blue Sepharose 6FF

级别：BR

基质：6%交联琼脂糖凝胶

配基：蓝色染料

配基密度：~10  $\mu$  mol/ml

粒度：45~165 $\mu$ m

**吸附载量:** 20mg BSA/ml

**最大流速:** 300cm/h

**耐压:** 0.3mPa

**pH 范围:** 3-10, 在位清洗时 pH 范围可到 2-13

**性状(以下信息仅供参考):** 蓝色液体, 底部为胶体

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)纯化各种需要 NAD、NADP 作为辅酶的的酶类、白蛋白、凝血因子、干扰素等

**保存:** 2~8°C