

淋巴细胞分离液说明书

中文名称：淋巴细胞分离液

英文名称：Lymphocyte separation medium

级别：BR

Density: $1.077 \pm 0.002\text{g/ml}$

PH (25°C) : 6.5~7.5

性状(以下信息仅供参考): 带有荧光微浊液体。由聚蔗糖、泛影酸葡甲胺、氢氧化钠等配制成水溶液后灭菌而成

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)以离



心方式分离活淋巴细胞，能除去红细胞和死细胞。能加速红细胞皱缩沉淀，因此有助于提高对淋巴细胞分离效果，该产品适用于大多数哺乳动物细胞

保存：2~8℃，避光