

硫酸葡聚糖说明书

中文名称：硫酸葡聚糖

英文名称：Dextran sulfate sodium salt; Dextran sulfate sodium

其他名称：硫酸葡聚糖钠；葡聚糖硫酸酯钠；葡聚糖硫酸氢钠；糖酐酯；右旋糖酐硫酸酯钠；右旋糖苷钠盐

CAS 号：9011-18-1

分子式：(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)_n

级别：Ultra Pure Grade

来源：From MW 500000 Dextran

Purity: $\geq 98.0\%$

pH (1% water, 25°C): 6.0~8.0

Loss on Drying: $\leq 10.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色粉末，由分子量 50 万葡聚糖制成。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: RT，保质期 5 年