

明胶琼脂糖凝胶 4B 说明书

中文名称：明胶琼脂糖凝胶 4B

英文名称：Gelatin Sepharose 4B

级别：BR

Ligand: Bovine gelatin

Ligand coupling method: Cyanogen bromide activation

8 mg gelatin/ml medium-Ligand concentration: 4.5

Matrix: Agarose, 4%



Average particle size: 90um

PH stability: 3~10

性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇，底部为乳白色胶体

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)去除或纯化纤维结合素

保存: 2~8℃