

## 葡聚糖 T60 说明书

中文名称：葡聚糖 T60

英文名称：Dextran T60; Mucrose; Glucose polymer

其他名称：右旋糖酐 60; 葡聚糖 D60

CAS 号：9004-54-0

分子式：(C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub>

分子量：~60000

级别：BR

**鉴别：** 呈正反应

**干燥失重：**  $\leq 7.0\%$

**性状(以下信息仅供参考)：** 白色或类白色粉末，不溶于乙醇，在中性溶液中很稳定，遇强酸及升高温度下被水解，在碱性溶液中端基能被氧化。易溶于水。无臭，无味。其溶液可在  $100-115^{\circ}\text{C}$  热压消毒 30-45min。葡聚糖存在于某些微生物生长过程中分泌的粘液中。主要由 D 葡萄糖以  $\alpha, 1\rightarrow$  键连接，支链点有  $1\rightarrow 2$ ， $1\rightarrow 3$ ， $1\rightarrow 4$  连接。随着微生物种类和生长条件的不同，其结构也有差别

**用途：** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)细胞研究，沉淀素反应，从全血中分离白细胞。免疫学研究。渗透性研究。惰性胶体已占容积和生物细胞壁体积的测定。

**保存：** RT，保质期 3 年