

## 葡聚糖凝胶 G-75 说明书

中文名称：葡聚糖凝胶 G-75

英文名称：Sephadex G-75； Cross-linked dextran gel G-75

其他名称：交联葡聚糖凝胶 G-75； 交联右旋糖酐凝胶 G-75

CAS 号：37224-29-6

干颗粒直径：40~120um

分子量分级范围：A. 肽及球形蛋白质：2000~70000； B. 葡聚糖  
(线性分子)：1000~50000

**PH:** 2~13

**性状(以下信息仅供参考):** 白色珠粒或粉末, 属亲水性凝胶。性稳定, 不溶于水、弱酸和碱溶液, 遇强酸能使糖苷键分解

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶过滤, 蛋白及多糖的纯化和分离, 分子量的测定

**保存:** RT