

## 葡聚糖凝胶 LH-60 说明书

中文名称：葡聚糖凝胶 LH-60

英文名称：Sephadex LH-60； Cross-linked dextran gel LH-60

其他名称：交联葡聚糖凝胶 LH-60； 交联右旋糖酐凝胶 LH-60

结构成分：交联右旋糖酐

颗粒直径：18~111um

球蛋白分离范围：400~20000

PH 稳定性：2~11

**操作温度：**4~40℃

**性状(以下信息仅供参考)：**白色珠粒或粉末，属亲脂性凝胶。在三氯甲烷里面用，分离是 400-2 万，在甲醇或水中用，分离是 400-1 万，可用有机溶剂为流动相，分离脂溶性物质

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用于凝胶过滤，天然产物在有机溶剂中的纯化。例如：类固醇、萜类、脂类以及小分子多肽等，同时适用于分子类别非常相似的物质  
的分离和工业规模的制备，既可用于初步纯化步骤，也可以用于最终精制步骤，如非对映同分异构体的分离

**保存：**RT，保质期 5 年