

羟甲基琼脂糖凝胶 FF 说明书

中文名称：羟甲基琼脂糖凝胶 FF

英文名称：CM Sepharose FF

其他名称：羧甲基琼脂糖凝胶 FF ； CM 琼脂糖凝胶 FF

CAS 号：68894-07-5

级别：BR

凝胶类型：离子交换填料，弱酸型

结构成分：6%交联琼脂糖

粒 径： 45-165 μ m

配基基团：carboxymethyl(羧甲基)

总离子交换量：0.09-0.13mmol/g 凝胶

交换载量：15mg IgG/ml drained medium； 30 mg Bovine COHb/ml
drained medium； 50mg Ribonuclease/ml drained medium

工作 PH 值：6-10

操作温度：4-40℃

性状(以下信息仅供参考)：含 20%乙醇，底部为乳白色胶体。



用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用于各种带阳性电荷生物大分子的浓缩纯化等

保存：2~8℃