

琼脂糖 3: 1HRB 说明书

中文名称: 琼脂糖 3: 1HRB

英文名称: Agarose 3: 1 HRB

CAS 号: 9012-36-6

$C_{12}H_{18}O_9=306.26$

级别: Biotech grade

凝胶强度 (1.5%Gel) : $\geq 2000g/cm^2$

熔点: 85~89℃

Gelling Range (1.5%): 34~38℃

Dnase 酶: 无

Protease: 无

性状(以下信息仅供参考): 白色或微黄色粉末、珠状或不规则细条状。Specially designed for analysis of DNA fragments less than 1000bp,it displays precise banding patterns without smearing or high background fluorescence. The high gel strength allows for easy-to-handle gels that are optimal for blotting applications

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适合于低分子量 DNA 和 PCR 产物分析。



保存：RT