

琼脂糖 SFR 说明书

中文名称：琼脂糖 SFR

英文名称：Agarose SFR(Super fine resolution)

其他名称：高分辨率低熔点琼脂糖

CAS 号：9012-36-6

C₁₂H₁₈O₉=306.26

级别：Biotechnology Grade

凝胶强度(1.5%, Water): $\geq 500\text{g/cm}^2$

熔点(1.5%, Water): $\leq 70^\circ\text{C}$

凝固温度 Gelling Range (1.5%, Water): $\leq 30^\circ\text{C}$

Protease 酶: 无

Dnase 酶: 无

Rnase 酶: 无

性状(以下信息仅供参考): 白色或微黄色粉末、珠状或不规则细条状，溶于热水，不溶于冷水

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存：RT